

PRODUKTINFORMATION

aluderm®-aluplast elastisch Fingerverband 12 x 2 cm 50



Artikelnummer:	1009164	Sauerstoff:	
Gewicht (kg):	0,04kg	UN-Nummer:	
PZN:		eclass4:	34030301
EAN:	4250108809180	eclass5:	34030101
Zolltarifnummer:	30059050	Norm:	DIN 13019

Beschreibung:

aluderm®-aluplast Fingerverband. Pflaster jeweils einzeln eingeschiegelt.aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster. aluderm®-aluplast ist das besondere Wundverbandpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundaufgabe und Saugvlies. aluderm® verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen, ist atmungsaktiv.aluderm®-aluplast elastisch: Trägermaterial hochelastisches Polyestervlies, weiß, besonders hautfreundlich, gut luftdurchlässig, wasserabweisend. Der Polyacrylatkleber wird durch Körperwärme zusätzlich aktiviert. Besonders anschmiegsam, passt sich allen Bewegungen an, hypoallergen, reizfrei. Auch für Personen mit empfindlicher Haut oder Pflasterallergien besonders geeignet.aluderm®-aluplast Wundverbandpflaster sind einzeln hygienisch eingeschiegelt. Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit.