

# Technisches Datenblatt

## Technical Data Sheet



### MaiMed® – Black LX

#### Produktdaten:

Product Specification:

#### Produkt-

#### beschreibung:

Product Description:

Einmal- Untersuchungshandschuh aus dünnem Latex, schwarz, glatte Oberfläche, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of thin latex, black, smooth surface, non sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

#### Bemerkungen:

Remarks:

Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, Industrie und Medizin.

Ideal für den Einsatz in Tattoostudios.

Suitable for the use with food, in industry, manufacturing and in medicine.

Ideally suited for the use in tattoo studios.

#### Ausführungen:

Sizes:

#### Black LX PF, unsteril/non sterile

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Color	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./REF	EAN	PZN	Box/VE
Latexhandschuh/ Latex gloves	S	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74446	4046153030743	-	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	M	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74447	4046153030767	-	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	L	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	74448	4046153030781	-	10
Latexhandschuh/ Latex gloves	XL	schwarz/black	● 100 Stk./pcs.	174449	4046153030804	-	10

#### Qualitätssicherung:

Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4

AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

#### Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

#### Physikalische Eigenschaften:

Physical Parameters:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand (minimum) Minimum thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Aging	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
XS	-	-	-	-	-	mind. 6 N	mind. 800 %
S	240	80 ± 10	mind. 0,15	mind. 0,18	mind. 0,20	Nach Alterung / After Aging	
M	240	95 ± 10	mind. 0,15	mind. 0,18	mind. 0,20	Reißfestigkeit / Tensile strength	Dehnbarkeit / Elasticity
L	240	110 ± 10	mind. 0,15	mind. 0,18	mind. 0,20	mind. 6 N	mind. 750 %
XL	240	110	mind. 0,15	mind. 0,18	mind. 0,20		

Proteingehalt / Protein content: < 50,0 µg/g - Messmethode / Measurement method:

Lowry modifiziert (EN 455-3) / Lowry modified (EN 455-3)

#### Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)  
Further informations about the symbols on our homepage [www.MaiMed.de](http://www.MaiMed.de)