

Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet

Stand / Revision
2021-06

BeeSana® Comflock Super /

Unterlage aus Zellstoffflocken /
Underpad made of cellulose fluff



Technische Information / technical information

REF	Größe / Size	Saugleistung / Absorbition	Verpackung / Packaging	PZN
2064	Ca. 40 cm x 60 cm	Ca. 750 ml	25 Stück pro Packung; 4 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 4 packages per carton	04136185
2065	Ca. 60 cm x 60 cm	Ca. 900 ml	25 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 6 packages per carton	04136104
2066	Ca. 90 cm x 60 cm	Ca. 1590 ml	25 Stück pro Packung; 6 Packung pro Karton / 25 pcs per package.; 6 packages per carton	04136156

Allgemeine Information / General information

Produkt Beschreibung /
Product description Unterlage zur Feuchtigkeit Aufnahme, unsteril, nur für den Einmalgebrauch /
Underlay for moisture absorption, non-sterile, only for single use

Inhaltsstoffe /
Ingredients Saugfähiger Kern: Zellulose-Zellstoff/
Absorbent core: cellulose pulp
Rückseitenschicht: Polyethylen-Schicht /
Backsheet: Polyethylene layer
Innenseite: Vliesstoff /
Interior side: Non-woven

Haltbarkeit /
Shelf life 5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen /
5 years (store in a cool and dry), protect from direct sunlight

Regulatorische Information / regulatory information

Kategorie /
Category Hygieneprodukt /
hygiene product

Normen /
Standards ISO 11948-1

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.